

## Produktionformation för Navina Insert

### Produktbeskrivning

Analpropp.

### Hållbarhet och användningar

Hållbarheten för Navina Insert är 5 år.

Navina Insert är en engångsprodukt som ska användas endast en gång och därefter kasseras.

### Materialsammansättning

**Insert-material:** silikonelastomerer, mineralolja, petrolatum.

**Primärt förpackningsmaterial:** PE/nylon.

**Sekundärt förpackningsmaterial:** wellpapp.

### Avsedd användning

Navina Fecal Incontinence Insert är en analpropp som är avsedd att hjälpa vuxna patienter, 18 år och äldre, och vårdgivare med hantering av avföringsinkontinens. Produkten är utformad för att hjälpa till att förhindra ofrivilligt läckage av avföring via analkanalen. Denna medicintekniska produkt är avsedd för engångsbruk och förs in i analkanalen och ändtarmen via ändtarmsöppningen. Produkten kommer i kontakt med och anpassar sig till den anorektala övergången och analkanalen för att kontrollera ofrivilligt läckage av avföring.

### Indikationer för användning

Navina Insert är indicerat för hantering av ofrivilligt avföringsläckage på grund av tarminkontinens. Analproppen är utformad för att sättas in av användaren själv för att täta och förhindra läckage av avföring från ändtarmen.

### Risker

- Möjlig mild irritation eller obehag i ändtarmsöppning eller analkanal.
- Möjlig lägesändring av analproppen in i analkanal eller ändtarm.
- Analproppen glider ut ofrivilligt.

### Varningar, försiktighetsåtgärder och kontraindikationer

Avföringsläckage kan behandlas medicinskt. Navina är inte avsett att ersätta kirurgiska alternativ för att behandla ofrivilligt avföringsläckage. Kontakta din läkare för medicinsk rådgivning.

- Navina Insert är kontraindicerat för användning på barn.
- Denna produkt är icke-steril och endast avsedd för engångsbruk.
- Återanvändning av analproppen kan leda till att den går sönder.
- Använd inte om förpackningen är öppnad eller skadad.
- Använd inte om du är allergisk mot silikon.
- Använd inte tillsammans med stolpiller.

### Avbryt användningen av Navina Insert och kontakta din läkare om du har:

- Blodig avföring eller blödning från ändtarmen.
- Blödande hemorrojder.
- Anal/rektal smärta, irritation, spasmer, sprickor eller fissurer.
- Om Navina Fecal Incontinence Insert har försvunnit in i analkanalen eller ändtarmen och inte stöts ut vid tarmtömning.
- Genomgått rektal kirurgi inom de senaste 4 veckorna.



### Navina Insert

Artikelnummer	Beskrivning	Specifikation
6930400	Navina Insert Standard	Förpackning med 30 delar
6930500	Navina Insert Large	Förpackning med 30 delar
6930600	Navina Insert Starter Pack	Förpackning med 5 st standarddelar och 5 st stora delar

**Navina™** Insert



Manufacturer: Minnesota Medical Technologies  
2446 Henry Road Northwest Stewartville,  
MN 55976 USA 507-533-0366  
<https://www.mnmedicaltechnologies.com/>



Importer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1,  
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.se](http://www.wellspect.se)



MPS Medical Product Service GmbH  
Borngasse 20 Braunfels 35619  
Germany