



Öppningsflik med ögla.

Självhäftande yta på baksidan för enkel upphängning.

Aktiveras direkt – steril saltlösning ingår i förpackningen och genom ett tryck är katetern klar att användas.

Skyddshölje för optimal kontroll gör att non-touch-teknik kan användas

Inte tillverkad med PVC, ftalater och latex.



LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.^{1,2}

Mjuka kateterögon.^{3,4}

Flexibelt grepp.



Vikbar till fickformat.

Produktbeskrivning

LoFric® Origo™, hydrofil tappningskateter för engångsbruk med bipackad saltlösning för aktivering.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong.
4 kartonger per transportförpackning.
5 katetrar per provförpackning.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

Vätskebehållare: Laminatfolie av polyetentereftalat (PET), aluminium och polyeten (PE). Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

Skyddshölje: polyeten (PE)

Styckförpackning: Toppfolie: Laminatfolie av polyetentereftalat (PET) och polyeten (PE).

Bottenfolie: Polyolefin.

Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Längd	Storlek
4461220	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 12
4461420	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 14
4461620	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 16
4481220	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (male)	40 cm	CH 12
4481420	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (male)	40 cm	CH 14
4481620	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (male)	40 cm	CH 16

Alla produkter finns i provförpackning, 5 katetrar.
För att beställa ersätt de två sista siffrorna i artikelnumret med 05.



Användarvänlig förpackning.



Provförpackning om 5 katetrar.



Nelaton Flexible

LoFric® Origo™



Referenser

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvalitén för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect Healthcare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal. Tel: 031-376 40 00.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only